



Elegant - leise - leistungsfähig

Der elegante Light Drive2 ist sehr präzise zu fahren. Fast lautlos reagieren die Antriebe auf feinste Bewegungen am Joystick und manövrieren den Light Drive zentimetergenau in die gewünschte Richtung.

Egal ob Sie den Light Drive2 permanent einsetzen oder nur hie und da, innert 20 Sekunden ist er montiert und einsatzbereit.

Die Anpassungen am Rollstuhl werden nicht verändert und er kann ebenso einfach demontiert oder auch nur ausgekuppelt werden.

Der Light Drive2 ist ab einer Sitzbreite von ca. 32 cm anbaubar. Die Distanz zwischen den Hinterrädern (Mitte zu Mitte) sollte mindestens 40 cm betragen. Er kann auch an Pflegerollstühle montiert werden.

Selbstfahrer Light Drive 2¹

Der Light Drive 2¹ besticht durch seine besondere Eleganz.

Dazu gehört eine riesige Farbauswahl. Damit kann in den meisten Fällen eine tolle Farb-Kombination mit dem Rollstuhl gefunden werden.

Die einzelnen Farben des Light Drive 2¹:

● BLACK	● RED	● GREY	● SKY BLUE	● GREEN
○ WHITE	● KHAKI	● SILVER	● PINK	● YELLOW
● BLUE	● MIDNIGHT BLUE	● COPPER	● CHAMPAGNE GOLD	● ORANGE

Die Farben können aufgrund des Drucks variieren.

Seine Leistungsdaten sind erstaunlich:

- Bis 20% Steigung (bei 70 kg Belastung)
- Geschwindigkeit 10 km/h viele Parameter programmierbar
- Gewicht nur 8 8 kg
- Max. Benutzergewicht 120 kg
- Akku Lithium-Rack 12 Ah inkl Ladegerät
- Anti-Kipp, wegnehmbar
- Gesamtgewicht: 8 8 kg
- Geschwindigkeit: 10 km/h
- Maximale Neigung: 6 ° (11%)
- Max. Hindernishöhe: 6 cm
- Mindestsitzbreite des Rollstuhles: 32 cm



Der Light Drive 2¹ ist modular aufgebaut und kann an verschiedene Rollstühle angepasst werden (Wachstum des Kindes, Wechsel des Rollstuhltyps).

Er kann leicht montiert/demoniert werden und so mit dem Rollstuhl in praktisch jedem Kofferraum mitgeführt werden. Der Light Drive 2¹ kann auf der Stelle drehen und natürlich auch rückwärts fahren. Damit können auch allfällige Hinderbnisse leichter überwunden werden.

Die Anpassungen am Rollstuhl werden nicht verändert. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Rollstuhl nicht breiter wird.

Schiebehilfe Light Drive Assist



Den Light Drive Assist

In dieser Ausführung ist für die Bedienung durch die Begleitperson ausgestattet. Über einen einfachen Gasgriff (Drehgriff) kann die Geschwindigkeit verändert werden. Für den verlad ins Auto, kann dieser Gasgriff einfach abgenommen werden.

Zusätzlich ist auch die Antikipprolle hinten auf die Seite verlegt worden um die Begleitperson beim Gehen nicht zu stören.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass das normale Bedienpult des Light Drive 2¹ nach hinten versetzt wird und so ebenfalls durch die Begleitperson bedient werden kann.

Und zu guter Letzt ist es sogar möglich, den Light Drive 2¹ mit zwei Fahrpulten auszustatten. So kann jederzeit sowohl die Begleitperson oder der Benutzer die Kontrolle über das Fahrzeug übernehmen.

Alle technische Daten und Farben etc. entsprechen dem Light Drive 2¹.



Der Gasgriff montiert



Gasgriff wegnehmbar für den Verlad ins Auto.

Selbstfahrer Light Drive Plus



Das Kraftpaket



Light Drive Plus

Für Benutzer mit über 130 kg Körpergewicht gibt es den 4-motorigen Light Drive Plus. Dies verdoppelt die Leistung des Light Drive 2¹ auf insgesamt 4 x 130 W. Damit ist er ein richtiges Kraftpaket und lässt sich auch von Steigungen nicht beindrucken.



Der Light Drive Plus für Benutzer ab 130 kg in Action.

GLOOR REHAB. & CO AG

In guten Händen