

Beschreibung	Fachhändler
Power Add-On inklusive Joystick, Lithium-Rack 12 Ah, Ladegerät und Anti-Tipp Zusatzgewicht: 8,8 kg, Maximales Benutzergewicht: 120 kg Höchstgeschwindigkeit: 10 km / h Maximale Neigung: 6 ° (11%) Max. Hindernishöhe: 6 cm 24 Monate Garantie, Batterie 12 Monate Preis Light Drive 2.1 (exkl. MwSt.): Fr. 8'150.00 Preis Light Drive Assist 2.1 (exkl. MwSt.): Fr. 7'920.00	Bestelldatum: / / Bestellnr./Kom. Händler/Kunde: Bemerkungen:

✈ *Beachten Sie die geltenden IATA-Vorschriften (62. Ausgabe 2021).*

Modell	LIGHT DRIVE 2.1	LIGHT ASSIST 2.1	
Farben	CLASSIC	CLASSIC	
	black white blue red khaki Quantity ▼	black white blue red khaki Quantity ▼	
	METALLIC	METALLIC	
	midnight blue grey silver copper champagne gold Quantity ▼	midnight blue grey silver copper champagne gold Quantity ▼	
	TRENDY	TRENDY	
	sky blue pink green yellow orange Quantity ▼	sky blue pink green yellow orange Quantity ▼	
	Rollstuhl	Marke:	Modell:
		Faltrahmen:	Festrahmen:
		Breite zwischen den Rädern:	Anbau durch Gloor Anbau anderweitig
		SH vorne / hinten:	(Ab Fr. 340.- exkl.), nach Aufwand

OPTIONEN				
OPTION	Art-Nr.:	Bezeichnung	Menge	Preis
Bedienung	240-106	Zusätzliche Fahrpulthalterung + Fixierungssatz		64.-
	770-035	Dual-Fahrpult (Fahrer/Begleitperson)		440.-
Zubehör	500-067	Autoladegerät Li-Batterien (Zigarettenanzünder)		168.-
	400-095	Radschutz		56.- (Paar)
	750-010	Schwalbe Marathon Plus Bereifung 24"x1		110.- (Paar)
	750-035	Schwalbe Marathon Plus Bereifung 22"x1 489		110.- (Paar)
Batterie		12 Ah 18 Ah (Fr. 274.-)		

Senden

MASSBLATT FÜR DIE BESTELLUNG EINES ZUSATZANTRIEBES

Datum: Offerte ☐ Bestellung ☐

Bearbeiter:

Fachhändler / Kunde:

Rollstuhl-Angaben:

Marke: Modell:

Sitzbreite: Bedienung (Li/Re)

Steckachsen: Ja ☐ Nein ☐ Faltbar: Ja ☐ Nein ☐ Trommelbremsen: Ja ☐ Nein ☐
(Müssen u.U. demontiert werden)

Sitzhöhe hinten: Sitzhöhe vorne:

Bedienung: ☐ links ☐ rechts (nicht für SERVO. E-Pilot, SwissTrack)

Zusätzliche Angaben nur für Light Drive 2 / Mini / Plus / Assist:

Breite zw. den Rückenrohren Breite zw. den Hinterrädern
(Innenkant) (Mitte Pneu bis Mitte Pneu)

Besonderes:

GLOOR REHAB. & Co AG

Mattenweg 5 • CH-4458 Eptingen BL
Tel. 062 299 00 50 • Fax 062 299 00 53
mail@gloorrehab.ch www.gloorrehab.com