

playcare®



Istruzioni Istruzioni Istruzioni

Componenti *Componenti*  
*Componenti* Componenti





## ES

1. Respaldo
2. Empuñadura
3. Botón desbloqueo respaldo
4. Freno di mano
5. Soporte bastón
6. Portabotelle
7. Soporte bolsa
8. Regulazione dell'altezza del montante
9. Bloccaggio del plegado
10. Bolsa

## IT

1. Schienale
2. Maniglia
3. Pulsante di rilascio dello schienale
4. Maniglia del freno
5. Supporto per stampella
6. Portabicchieri
7. Gancio per l'assemblaggio della borsa
8. Pulsante di regolazione dell'altezza
9. Serratura pieghevole
10. Borsa

## PT

1. Encoso
2. Punho
3. Botão de liberação de encosto
4. Alça de freio
5. Suporte para a muleta
6. Suporte de copoX
7. Gancho de montagem da bolsa
8. Bocchetta di regolazione dell'altezza
9. Fechadura dobrável
10. Bolsa

Regolabile in altezza  
*Maniglia regolabile in altezza*  
Alça ajustável em altura



Freno de mano ruedas traseras  
*Freno a mano ruote posteriori*  
Alça ajustável em altura



Sboccamento delle ruote  
*Blocco della ruota posteriore*  
Bloqueio da roda traseira



Mecanismo di disinnescamento del respaldo  
*Meccanismo di sgancio dello schienale*  
Mecanismo di liberazione del costo



Plegado compacto con una sola mano  
*Compatto e pieghevole con una sola mano*  
Dobra compacta com uma mão



Specifiche  
*tecniche*  
Especificações



Abierto / *Aperto* / Aberto  
69 x 49,7 x 85,4~99 cm

Plegado / *Piegato* / Dobrado  
45 x 18,5 x 85,4 cm

Altura asiento / *Altezza del sedile* /  
Altura do assento  
51 cm

Peso / *Peso* / Peso  
7,6 kg.







ET4913PP

**ES**

Conservare la ricevuta di acquisto per poter esercitare i propri diritti di consumatore. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto rispetto a quanto descritto nel presente manuale di istruzioni.

**IT**

Conservare lo scontrino per esercitare i propri diritti di consumatore. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto rispetto alla descrizione contenuta nel presente manuale di istruzioni.

**PT**

Conservare lo scontrino per esercitare i propri diritti di consumatore. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto rispetto alla descrizione contenuta nel presente manuale di istruzioni.

**::PLAYGroup**

PLAY S.A.  
Ronda Boada Vell, 6  
08184 Palau-solità i Plegamans  
Barcellona (Spagna)  
Tel: +34 938 648 027  
Fax: +34 938 648 491  
informacion@play.es

**[www.playgrouponline.com](http://www.playgrouponline.com)**