

playcare®



R05

Istruzioni / Istruzioni / Istruzioni / Anweisungen

Componenti / Componenti / Composants / Komponenten



## IT

1. Maniglia
2. Pulsante di regolazione dell'altezza
3. Pulsante di sblocco per il ripiegamento
4. Sedile
5. Borsa
6. Freno a mano
7. Blocco del freno a mano
8. Supporto per stampella
9. Bracciolo

| Plegado / Pieghevole / Pliage / Falten





Freno a mano ruote posteriori Maniglia regolabile in altezza / Frein à main roues arrière / Hinterräder mit Handbremse



Blocco della ruota posteriore / Blocage de la roue arrière / Blockieren der Hinterräder



Posizione di seduta del bloccaggio delle ruote / Posizione di seduta del freno a mano / Posizione di seduta del bloccaggio delle ruote / Posizione di seduta del bloccaggio delle ruote / Posizione di seduta di Radschloss



Regolazione dell'altezza del manubrio / Pulsante di regolazione dell'altezza / Réglage de la hauteur du guidon / Lenkerhöhenverstellung



Ruedas delanteras rectas / Ruote anteriori fisse / Roues  
avant droites / Gerade Vorderräder



Ruote anteriori piroettanti 45° / Ruote anteriori piroettanti 45°  
/ Ruote anteriori pivottanti 45° / Roues avant pivotantes  
45° / Schwenkbare Vorderräder 45°





Ruedas delanteras giratorias / Ruote anteriori girevoli  
/ Ruote anteriori rotanti / Roues avant pivotantes /  
Schwenkbare Vorderräder



Posizione del sedile - Posizione della borsa / Posizione del  
sedile - Posizione della borsa / Posizione del sedile -  
Posizione della borsa / Posizione assise - Posizione sacca  
/ Sitzposition - Taschenposition






Accesso alla borsa / Bag acces / Acesso ao bolsa / Accès au sac / Zugriff auf die Tasche





Smontaggio della borsa / Smontaggio della borsa / Smontaggio della borsa / Démontage du sac / Demontage del sacco



Smontaggio del sedile / Démontage du siège / Sitz Demontage



Soporte bastón / Supporto per stampella / Supporto per stampella / Porte- béquille / Krückenhalter





Specifiche / Specifications / Caractéristiques /  
Spezifikationen



**136 kg**

Peso massimo  
dell'utente Peso  
massimo dell'utente  
Capacità massima  
dell'utente Max. Peso del  
corpo

## IT

Conservare lo scontrino per esercitare i propri diritti di consumatore. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto rispetto alla descrizione contenuta nel presente manuale di istruzioni.

**ATTENZIONE!**

A causa del costante aggiornamento e miglioramento dei nostri prodotti, le immagini mostrate nel manuale di istruzioni o sulla scatola potrebbero non corrispondere al 100% al prodotto commercializzato.

---

Importato da: PLAY S.A.  
Pol. Ind. Riera de  
Caldes Ronda Boada  
Vell, 6  
08184 Palau-solità i Plegamans  
Barcellona (Spagna)  
Tel: + 34 938 64 80 27  
Fax: +34 938 64 84 91  
informacion@play.es  
www.playgrouponline.com

UDI-DI di base: 471336152R3825XT

Prodotto da: CHARMING WORLD INC.  
3F-1, No.75, Sec. 3, Blade Road, distretto di Songshan.  
Taipei City, 10554, Taiwan  
☎ +886-2-25703189  
Rappresentante autorizzato: Y. Sung Handelsvertretung  
Duesselthaler Str. 40211, Düsseldorf, Germania



ET5347PP

**playgroup**

PLAY S.A.  
Ronda Boda Vell, 6  
08184 Palau-solità i Plegamans  
Barcelona (Spagna)  
Tel: +34 938 648 027  
informacion@play.es  
**www.playgrouponline.com**

**playcare.es**