

# Mio Design<sup>2018</sup>

## Starrrahmenrollstuhl



Mio mit Stier-Rahmen und einer starken V-förmigen Abduktion.

- ✓ Sehr leichter Kinder-Aktivrollstuhl.
- ✓ Das ideale Powerpaket für die Frühförderung.
- ✓ Aktiviert Kinder bereits ab ca. 12 Monaten.
- ✓ Innovatives Rahmenkonzept für das einfache Einstellen des jeweils optimalen physiologischen Greifpunkts.
- ✓ Zwei Rahmenvarianten (Retro- oder Stier-Rahmen) mit wahlweise zwei unterschiedlich starken V-förmigen Abduktionen.
- ✓ Größen von 18 bis 30 cm Sitzbreite.
- ✓ Mitwachsfunktion ohne Zukaufteile in drei Dimensionen.
- ✓ Unzählige Farb-, Stoff- und Ausstattungskomponenten.

## Technische Details

 SB 18-30 cm (+ je 2 cm) 2 cm-Schritte	 ST 18-30 cm (+ min. 4 cm) 2 cm-Schritte	 RH 17,5-35 cm (+ 5 cm) 2,5 cm-Schritte
 Sitzhöhe hinten 34-36,5 cm 36-38,5 cm 38,5-41 cm	 Sitzhöhe vorn 34-38,5 cm 36-40,5 cm 38,5-43 cm	 USL max 15-30 cm
 20° 22° 24°	 4" 5" 5,5"	 maximale Zuladung 50 kg

## Standardausstattung

- starrer Rahmen aus Aluminium, mit 2 Abduktionsformen
- mitwachsend SB (2 cm), ST (min. 4 cm) und RH (5 cm)
- Rahmenvariante Stier oder Retro
- Rückenwinkel von 80°-120° frei einstellbar
- Sitzposition für aktives Fahren stufenlos einstellbar
- Sitzplatte aus Aluminium für optimale Beckenstützung, auf Wunsch mit Sitzneigung
- fester Muldenrücken in zwei Varianten
- Standard-, Leichtlauf- oder Profil-Räder (mit integrierten Greifringen), Steckachsen, luftbereift oder pannensicher
- im Radschutz integrierte Seilzugbremse
- viele verschiedene Lackvarianten
- verschiedene Lenkräder mit Alugabel

Mio mit Retro-Rahmen.



Mio mit Stier-Rahmen.



## Mögliche Ausstattung

- anatomisch geformte Sitz- und Rückenformteile
- Sitz- und Rückenkissen in vielen verschiedenen Farben
- Fussplatte stufenlos höhen-, tiefen- und winkelverstellbar
- höhen- und winkelverstellbare Schiebegriffe oder Schiebebügel
- verschiedene Positionierungshilfen
- hunderte verschiedene Speichenschutz-Dekors
- Lenk- und Schiebehilfe Aussenbereich und Sonderbereifung
- Therapietische und Trinkflasche
- Sicherheitsräder und vieles mehr



Gut zu erkennen die beiden unterschiedlichen starken V-förmigen Abduktionen: links die leichte Abduktion (max. 3 cm pro Seite) rechts die starke (max. 6 cm pro Seite).